## **Multi Wax Pot**

## **DS-430**

## This product is a MULTI WAX POT that melts the solid dental wax into the state of liquid.

- · A certain amount of 3 waxes can be put and melted without the change of the property of the substance.
- · Precise technical tools can be made by adjusiting and maintaining the temperature.
- · Individual temperature adjusting type: Suitable temperature for the usage can be set per each pot, and the power of non-used pots can be shut of findividually.
- · LCD DISPLAY type: Temperature setting and current temperature can be easily checked through the display window,
- · Memory type: Previous working status and set values are memorized even though power is off and on again as memory chip is built-in.
- Required temperature can be set correctly due to the Digital Circuit equipped with CPU, and it is convenient to use as set temperature and current temperature can be checked in Celsius and Fahrenheit (\*Cf\*F).
- · Set temperature is maintained by the built-in thermostat regulator.
- · Wax is melted fast and the attribute of wax does not change while the state of liquid is maintained

## 본 제품은 고체상태의 치과기공용 왁스를 액체상태로 녹이는 MULTI WAX POT이다.

- · 일정량의 3가지 왁스를 가열포트에 넣고 온도 조절 후 물성의 변화 없이 녹을 수 있도록 할 수 있다.
- · 일정한 온도를 유지할 수 있도록 함으로써 편리한 기공물 제작이 가능하다.
- · 개별온도 조절 방식 : 3개의 포트마다 용도에 맞는 온도를 설정하여 사용할 수 있으며 미사용 포트는 개별로 전원을 끌 수 있다.
- ·LCD DISPLAY 방식: 표시 창으로 온도설정 및 현재온도를 쉽게 확인할 수 있다.
- ·메모리 방식: 메모리 칩이 내장되어 전원을 껏다 켜도 이전의 작업상태 및 설정 값을 기억한다.
- · CPU를 장착한 Digital회로로써 원하는 온도를 정확하게 설정할 수 있으며 설정 온도 및 현재온도를 섭씨/화씨(°C/°F) 상태로 확인이 가능하여 사용이 편리하다.
- · 내장된 온도조절장치로 설정온도를 일정하게 유지시켜 준다.
- · 왁스가 빠르게 녹고 액체 상태를 유지하면서 왁스의 물성이 변하지 않는다.



Specifications		
Classification		Input Power Source
DS-430		AC 100V-240V 50/60Hz
*Power 200W	*FUSE 5A	*Weight(kg) 0.69
*Temperature : 50°C~120°C, 122°F~248°F		
*Dimension(mm): W200 / D146 / H70		