


UPOFIX® Universal Polierer / UPOFIX® universal polishers



Anwendung/Application



- Set -> je 1 Stück 0, I, II, III, IV, V
- Set -> one each 0, I, II, III, IV, V

ISO-Nr.
653 104 ...
ø 1/10 mm
VE/packaging unit

UPOFIX® SET
2' - 5000 Upm/rpm
210
set

802279

Order-Nr.



Polierinstrumente / Polishing Instruments

Durchgehend diamantiert!
Impregnated with diamonds!



superfein, gelber Ring / superfine, yellow ring

Körnung / grit size
ISO 502
ISO-Nr.
653 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

UNIFIX
2' - 3000 Upm/rpm

541	542	543
070	045	150
2	2	2

801919

801949

801929

Order-Nr.



- Keramik
Ceramics
- Komposite
Composites
- Achtung! Niedrige Drehzahl und intermittierender Druck
Caution! Low speed and intermittent pressure

Ziegenhaarbürste
Goat hair brush



GOAT FIX
5' - 10000 Upm/rpm

Körnung / grit size
ISO 502
ISO-Nr.
090 104...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

543	543
150	190
6	6

803010

803011

Order-Nr.




- Edelmetall
Precious alloys
- Komposite
Composites
- Alle Kunststoffe
all acrylics

Polierpaste erforderlich.
Polishing paste needed.

Polierinstrumente / Polishing instruments

DIADURIT®- imprägniert! 1-3µ
DIADURIT®- impregnated! 1-3µ



Körnung / grit size
ISO 491
ISO-Nr.
080 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit



SUPERSHINY
2' - 3000 Upm/rpm

372

170


3

803028




Order-Nr.

Anwendung/Application



- Metalle
Metals
- Keramik
Ceramics
- Komposite
Composites
- 1 St. montiert, 2 St. lose
1 pc mounted, 2 pcs unmounted

Naturhaar mit integrierter Polierpaste
Natural fibres impregnated with polishing paste



Körnung / grit size
ISO 491
ISO-Nr.
110 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit



HYPOFIX-GAMMA
1' - 3000 Upm/rpm

372


220

3

803059




Order-Nr.



- Für sämtliche Dental-Legierungen
For all dental alloys
- Für okklusale Flächen
For occlusal surfaces
- 1 St. montiert, 2 St. lose
1 pc mounted, 2 pcs unmounted

Mit integrierter Polierpaste
Impregnated with polishing paste



Körnung / grit size
ISO 491
ISO-Nr.
080 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit



HYPOFIX-DELTA
1' - 3000 Upm/rpm

372


200

3

803019



Order-Nr.



- Für sämtliche Dental-Legierungen
For all dental alloys
- Für labiale, vestibuläre Flächen
For labial, vestibular areas
- 1 St. montiert, 2 St. lose
1 pc mounted, 2 pcs unmounted

Polierinstrumente / Polishing instruments


DIADURIT®- imprägniert! 5µ
DIADURIT®- impregnated! 5µ

Ohne DIADURIT®
Without DIADURIT®

ultrafein / ultrafine

		DIAFIX®		1' - 3000 Upm/rpm	
Körnung / grit size		372	372	372	274
ISO 491		150	150	120	050
ISO-Nr.		10	12	10	3
070 104/900 ...					12
Figur-Nr./Shape #		800418	80041-12	801229	800439
ø 1/10 mm		○	○	○	○
VE / packaging unit					○
Order-Nr.					


Anwendung/Application



- Keramik
Ceramics
- Komposite
Composites
- Einschließlich 1 Mandrell
1 mandrel included

Polierbürsten / Polishing brush wheels

Für die hygienische Kunststoffpolitur
ohne Schlammbad!
Long-lasting brush wheels
for mud-free polishing!



HYPOFIX-POLACRYL
1' - 3000 Upm /rpm


Körnung / grit size		543
ISO 491		800
ISO-Nr.		2
100 000 ...		
Figur-Nr./Shape #		803038
ø 1/10 mm		○
VE / packaging unit		
Order-Nr.		

Ihre Vorteile / Your benefits:

- Mit integrierter Polierpaste.
Kein Spritzen und kein Schmieren!

Integrated polishing paste!
No sputtering and no smearing!

Anwendung/Application



- Für schlammfreies und hygienisches Trockenpolieren von Kunststoffprothesen
For mud free and hygienic dry polishing of acrylic dentures