


# Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

doppelseitig  
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

**PLEXOFLEX**  
3' - 5000 Upm/rpm

389	390
220	220
1	1


162221

192221

Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit


Order-Nr.

## Anwendung / Application



- Zum feinen Separieren und Konturieren  
For delicate separation and contouring
- Keramik  
Ceramics
- extraharte Verblendkunststoffe  
Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert  
mounted and centered

doppelseitig  
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

**SEPAFLEX®**  
3' - 5000 Upm/rpm

402	402	402
220	220	220
1	1	20


182221

132221

1322218


Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

Order-Nr.



- Keramik  
Ceramics
- Komposite  
Composites
- montiert und zentriert  
mounted and centered
- 20 St. inkl. 2 Mandrelle  
20 pcs incl. 2 mandrels

doppelseitig  
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

**POLYFLEX**      **TRI-FLEX**      **CIRCO-FLEX**  
3' - 5000 Upm/rpm

350	350	350	350
220	220	220	220
1	20	1	1

182231

1822318

182241

182251

Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit


Order-Nr.



- Keramik  
Ceramics
- Komposite  
Composites
- montiert und zentriert  
mounted and centered
- 20 St. inkl. 2 Mandrelle  
20 pcs incl. 2 mandrels

# Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

doppelseitig  
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

TECHNO I TECHNO II  
3' - 5000 Upm/rpm

Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

350	350
220	220
1	1


185221

186221

Order-Nr.




## Anwendung/Application



- Keramik  
Ceramics
- Komposite  
Composites
- montiert und zentriert  
mounted and centered

doppelseitig  
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

TECHNO III TECHNO IV  
3' - 5000 Upm/rpm


Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

350	350
220	220
1	1

187221


188221

Order-Nr.



- Keramik  
Ceramics
- Komposite  
Composites
- montiert und zentriert  
mounted and centered

doppelseitig  
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

TRANSOFLEX  
3' - 5000 Upm/rpm


Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

350	350
220	220
1	1

772221

772225


Order-Nr.



- Zum Separieren / For separating
- Keramik / Ceramics
- Gips / Plaster
- Kunststoffe / Acrylics
- extraharte Verblendkunststoffe  
Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert  
mounted and centered

# Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

einseitig  
single sided



fein, roter Ring / fine, red ring

Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit


PERFOCUT 3' - 5000 Upm/rpm		
351	350	350
210	210	210
1	1	1

272114

272121

272125


## Anwendung/Application



- Zum Separieren  
For separating
- Keramik  
Ceramics
- Gips  
Plaster
- Kunststoffe  
Acrylics
- extraharte Verblendkunststoffe  
Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert  
mounted and centered

Order-Nr.

doppelseitig  
double sided




fein, roter Ring / fine, red ring

Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

LASERFLEX 5' - 10000 Upm/rpm	
377	377
190	220
1	1

151921


152221



- Nur zum Konturieren  
Only for contouring
- Keramik  
Ceramics
- extraharte Verblendkunststoffe  
Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert  
mounted and centered

Order-Nr.

doppelseitig  
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring


Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

SENSOFLEX	CUTFLEX	
3' - 5000 Upm/rpm		
379	379	377
220	220	220
1	1	1

662221

662225

152211




- Zum Separieren  
For separating
- Keramik  
Ceramics
- extraharte Verblendkunststoffe  
Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert  
mounted and centered

Order-Nr.




# Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

doppelseitig  
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

## Anwendung/Application



- Zum Separieren und Konturieren  
For separating and contouring
- Keramik  
Ceramics
- Kunststoffe  
Acrylics
- Gips  
Plaster
- montiert und zentriert  
mounted and centered

Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit


TOTO-FLEX  
5' - 10000 Upm/rpm  
358 358  
220 220  
1 1

112233


112251

Order-Nr.

einseitig  
single sided



fein, roter Ring / fine, red ring



- Zum Separieren und Konturieren  
For separating and contouring
- Keramik  
Ceramics
- montiert und zentriert  
mounted and centered

Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit


SUPER-FLEXIFLEX®  
5' - 10000 Upm/rpm  
356 356  
190 220  
1 1

121914


122214

Order-Nr.

doppelseitig  
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring



- Zum Separieren und Konturieren  
For separating and contouring
- Keramik  
Ceramics
- montiert und zentriert  
mounted and centered
- 1 St. montiert, 2 St. lose  
1 pc mounted, 2 pcs bulk
- 20 St. inkl. 2 Mandrelle  
20 pcs incl. 2 mandrels

Körnung / grit size  
ISO 514  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

SUPER-FLEXIFLEX®  
5' - 10000 Upm/rpm  
355 355 355 355  
190 190 220 220 220  
1 3/set 1 3/set 20

121921

1219219

12221

122219

122218


Order-Nr.



# Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs



doppelseitig  
double sided



**mittel, blauer Ring / medium, blue ring**

**RIGIDISC**  
3' - 5000 Upm/rpm  
321  
200  
1

112024

Körnung / grit size  
ISO 524  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

Order-Nr.


## Anwendung/Application



- Keramik / Ceramics
- extraharte Verblendkunststoffe / Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert / mounted and centered



doppelseitig  
double sided



**mittel, blauer Ring / medium, blue ring**

**PERFOCUT**  
5' - 10000 Upm/rpm

350	355
190	210
1	1

271916

272116

Körnung / grit size  
ISO 524  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit


Order-Nr.



- Keramik / Ceramics
- Gips / Plaster
- extraharte Verblendkunststoffe / Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert / mounted and centered
- hohe Schneidleistung / high cutting efficiency



doppelseitig  
double sided



**mittel, blauer Ring / medium, blue ring**


**PLEXOFLEX**  
5' - 10000 Upm/rpm

390  
220  
1

162226

Körnung / grit size  
ISO 524  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit


Order-Nr.



- Keramik / Ceramics
- Gips / Plaster
- extraharte Verblendkunststoffe / Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert / mounted and centered
- hohe Schneidleistung / high cutting efficiency

# Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

doppelseitig  
double sided




**grob, grüner Ring / coarse, green ring**

Körnung / grit size  
ISO 534  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

**RAPIDO-CUT**  
3' - 5000 Upm/rpm  
324  
180  
1

## Anwendung/Application




- Zum Separieren von Kunststoffen in der Totalprothetik, Tiefziehtechnik und Gips  
For separating acrylics at full prosthetics, deep-drawing technique and plaster
- montiert und zentriert  
mounted and centered

Order-Nr.

131822

doppelseitig  
double sided



**grob, grüner Ring / coarse, green ring**

Körnung / grit size  
ISO 534  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

**TOTO-FLEX**  
5' - 10000 Upm/rpm

358	358	358	358	359
220	220	220	220	220
1	3/set	20	1	1



- Zum Separieren und Konturieren  
For separating and contouring
- Keramik / Ceramics
- Kunststoffe / Acrylics
- Gips / Plaster
- montiert und zentriert  
mounted and centered
- 1 St. montiert, 2 St. lose  
1 pc mounted, 2 pcs bulk
- 20 St. inkl. 2 Mandrelle  
20 pcs incl. 2 mandrels

Order-Nr.

112231

1122319

1122318

112241

212214

starr, nicht flexibel  
rigid, not flexible



**grob, grüner Ring / coarse, green ring**

Körnung / grit size  
ISO 534  
ISO-Nr.  
806 104 ...  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

**CONO-DISC**  
5' - 15000 Upm/rpm

386	386
190	220
1	1



- Ausarbeiten und Konturieren von Keramik und Komposit  
Grinding and contouring of ceramics and composites


Order-Nr.

161911

162211

# Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

doppelseitig  
double sided




**grob, grüner Ring / coarse, green ring**

**TORO-FLEX**  
5' - 10000 Upm/rpm  
345  
220  
1

112242



## Anwendung/Application




- Zum Separieren und seitlichen Beschleifen  
*For separating and contouring*
- Keramik  
*Ceramics*
- montiert und zentriert  
*mounted and centered*

Körnung / grit size  
ISO 534  
**ISO-Nr.**  
**806 104 ...**  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

Order-Nr.

einseitig  
single sided



**grob, grüner Ring / coarse, green ring**

**FLEXIFLEX®**  
5' - 10000 Upm/rpm

356	356	356
190	220	220
1	1	20


111914



112214



1122148




- Zum Separieren und seitlichem Beschleifen  
*For separating and contouring*
- Keramik  
*Ceramics*
- montiert und zentriert  
*mounted and centered*
- 20 St. inkl. 2 Mandrelle  
*20 pcs incl. 2 mandrels*

Körnung / grit size  
ISO 534  
**ISO-Nr.**  
**806 104 ...**  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

Order-Nr.

doppelseitig  
double sided



**grob, grüner Ring / coarse, green ring**

**FLEXIFLEX®**  
5' - 10000 Upm/rpm

355	355	355	355	355	355
190	190	190	220	220	220
1	3/set	20	1	3/set	20

111921



1119219



1119218




112221



1122219



1122218




- Zum Separieren und seitlichem Beschleifen  
*For separating and contouring*
- Keramik  
*Ceramics*
- montiert und zentriert  
*mounted and centered*
- 1 St. montiert, 2 St. lose  
*1 pc mounted, 2 pcs bulk*
- 20 St. inkl. 2 Mandrelle  
*20 pcs incl. 2 mandrels*

Körnung / grit size  
ISO 534  
**ISO-Nr.**  
**806 104 ...**  
Figur-Nr. / Shape #  
ø 1/10 mm  
VE / packaging unit

Order-Nr.



# Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs




Körnung / grit size  
**ISO 504 - 534**  
**ISO-Nr.**  
**806 104 ...**  
 Figur-Nr. / Shape #  
 ø 1/10 mm  
 VE / packaging unit

**DOUBLE ACTION**  
**5' - 10000 Upm/rpm**  
 355  
 220  
 1


152231

Order-Nr.

## Anwendung/Application



- Zum Separieren und Konturieren  
*For separating and contouring*
- Keramik  
*Ceramics*
- Verblendkunststoffe  
*Tough acrylic veneers*
- montiert und zentriert  
*mounted and centered*



Körnung / grit size  
**ISO 504**  
**ISO-Nr.**  
**806 104 ...**  
 Figur-Nr. / Shape #  
 ø 1/10 mm  
 VE / packaging unit


**TOP-FLEX**      **TOP-FLEX**      **MINI-FLEX**  
**5' - 10000 Upm/rpm**  
 355                  355                  355  
 190                  220                  090  
 1                      1                      1

141921


142221

140921

Order-Nr.



- Zum Separieren und Konturieren  
*For separating and contouring*
- Keramik  
*Ceramics*
- montiert und zentriert  
*mounted and centered*




Körnung / grit size  
**ISO 494**  
**ISO-Nr.**  
**806 104 ...**  
 Figur-Nr. / Shape #  
 ø 1/10 mm  
 VE / packaging unit

**HYDROFLEX**  
**3' - 5000 Upm/rpm**  
 355                  355  
 190                  190  
 1                      1

131961

131971

Order-Nr.



- Nur zum Finieren  
*Only for finishing*
- Keramik  
*Ceramics*
- montiert und zentriert  
*mounted and centered*