

# ASPIRATING SYRINGES

SIRINGHE ASPIRANTI



Excellent quality and unmatched reliability characterize our range of syringes. In order to satisfy the different needs, the majority of our syringes are equipped with double tip: one suitable for European / METRIC thread needles (EU) and one for American / IMPERIAL thread needles (AM). On demand some of our syringes can also be equipped with an aspiration arrowhead tip.

Le nostre siringhe dentali sono contraddistinte da una elevata qualità ed affidabilità di utilizzo. Per far fronte alle diverse esigenze, la maggior parte dei nostri modelli sono equipaggiati con doppio puntale: uno adatto per gli aghi con filettatura Europea (EU) e l'altro per aghi con filettatura Americana (AM). Inoltre, le siringhe possono essere allestite con puntale di aspirazione a freccia (previa richiesta e nei modelli previsti).



**4969/CO**

**4969/F**

**4969/CV**



**4960** (ml 1,8 EU/AM)

**4961** (ml 1,8 EU/AM)

**4956** (ml 1,8 EU/AM)



**4952** (ml 2,2 AM)

**Folding type – Not aspirating**  
Pieghevole – Non aspirante



**4959/1** (ml 1,8 EU/AM)

**4959/2** (ml 2,2 EU/AM)  
**Folding type**  
Pieghevole

Also available not aspirating type: ask for 4959/1NOA, 4959/2NOA.

Disponibile anche il modello non aspirante: chiedi 4959/1NOA, 4959/2NOA.



**4966/1** (ml 1,8 EU/AM)

**4966/2** (ml 2,2 EU/AM)  
**Folding type**  
Pieghevole



**4958/1** (ml 1,8 EU)

**4958/2** (ml 1,8 AM)  
**Cook-Waite**



SURGICAL / CHIRURGIA

# DENTAL SYRINGES, ASPIRATION RING

SIRINGHE DENTALI CON ANELLO ASPIRANTE



**4957/1** (ml 1,8 EU)

**4957/2** (ml 2,2 AM)

**Autoclavable Teflon handle**  
Manico in Teflon autoclavabile



**4967/1** (ml 1,8 EU)

**4967/2** (ml 2,2 AM)

**Stahl**



**4957/1 INOX** (ml 1,8 EU)

**Stainless steel, autoclavable  
teflon handle**  
Acciaio Inox, manico  
in teflon autoclavabile

## PASSIVE AUTOMATIC ASPIRATION

Aspiration, before and during the injection of anaesthetic, is strongly recommended by the conventional literature of dental surgery. The development of passive systems which depend on a “semi automatic” backward movement of the components of the cartridge made easier the process of aspiration.

A well-balanced syringe which suits comfortably to the hands gives to the dentist good tactile informations transferred from the tip of the needle to the fingertip of the syringe. This should be associated with user-friendly aspiration system. This two elements must be the reason of the choice of an injection instrument.

## ASPIRAZIONE PASSIVA AUTOMATICA


L'aspirazione, prima e durante l'iniezione di agenti anestetici, è fortemente raccomandata dalle descrizioni convenzionali di interventi dentali. L'aspirazione è stata molto facilitata dallo sviluppo di sistemi di aspirazione passivi, che si basano cioè su un movimento all'indietro semi-automatico dei componenti della cartuccia. Una siringa ben equilibrata, che si adatta perfettamente alla mano del dentista, trasmette tutte le informazioni tattili, dalla sua punta alla mano del dentista. Ciò deve essere associato con un semplice sistema di aspirazione; questi due elementi dovrebbero essere i fattori principali nella scelta di uno strumento di iniezione.

## THE SYRINGE OFFERS TWO SIMPLE WAYS TO ACHIEVE EASILY THE ASPIRATION:

- 1 By gentle releasing the pushing force on the piston – in this way the elastic membrane in the cartridge, previously deformed by the pushing, it comes back to its original shape ensuring an aspiration effect.
- 2 Or by pressing and releasing the thumb disk.

## LA SIRINGA HA DUE MODALITÀ DI UTILIZZO MOLTO SEMPLICI:

- 1 Per un delicato rilascio della forza di pressione sul pistone – in questo modo la membrana elastica della fiala, inizialmente deformata dalla pressione su di essa esercitata, ritorna alla posizione originale creando un effetto aspirante.
- 2 Oppure attraverso la pressione e rilascio immediato del dischetto.



## 1672/2

### Soft tissue surgery

Set per tessuti molli

Contains / Contiene:

<b>1007/10-T0</b>	Tweezer De Bakey mini
<b>1049/OY</b>	Tweezer round OY
<b>1050/OY</b>	Tweezer round OY
<b>1922/D-TC</b>	Needle holder Castroviejo
<b>3628</b>	Scissors Castroviejo
<b>3638</b>	Scalpel handle micro blades
<b>3638/64</b>	Micro blade box (not shown)
<b>856</b>	Periosteal Medesy
<b>871/2-4</b>	Periosteal Molt
<b>980/10</b>	Gammafix tray Tre



SURGICAL / CHIRURGIA