

Gipsbearbeitung / Plaster tools



Körnung / grit size
ISO 544
ISO-Nr.
806 104 ...
 Figur-Nr. / Shape #
 ø 1/10 mm
 VE / packaging unit



extragrob, schwarzer Ring / extracoarse, black ring

PLASTRIM
 10' - 20000 Upm/rpm


114	201
070	070
1	1

61126

61124

Order-Nr.

Anwendung/Application



- Gips
Plaster



TopGlue
 Sekundenkleber

Bestell-Nr.: 25022
 • Inhalt: 10 ml

Bestell-Nr.: 25023
 • Inhalt: 25 ml

Superschnell klebender, sehr niedrigviskoser (<20 MPa·s) Cyankleber auf Methylesterbasis für passgenaues Verbinden vieler Materialien (Gips, Metall, Kunststoff, Wachs, Keramik, etc.). Temperaturbeständig (-50°C bis +80°C, kurzzeitig bis +100°C). Erhöhte Abbindebeschleunigung auf feuchtem Untergrund, auf trockenem Gips als Oberflächenhärtener und -versiegler einsetzbar. Kompatibel mit Durolan Stumpflack.

TopGlue
 speed glue

Order-no.: 25022
 • Content: 10 ml

Order-no.: 25023
 • Content: 25 ml

Superfast speed glue (methyl ester basis), extremely low viscosity (<20 MPa·s) for easy assembling of many materials (plaster, metal, acrylics, wax, ceramics, etc.). Temperature-resistant (-50°C up to +80°C, +100°C for short term only). Accelerated setting on wet surfaces, on dry plaster also suitable as surface hardener and sealer. Compatible with Durolan die spacer.



Silikonspray

Bestell-Nr.: 15139
 • Inhalt: 75 ml
 • Dieses Universal-Trennspray separiert:
 Gips gegen Kunststoff und Gips gegen Gummi (Modellsockler),
 Gips gegen Metall (Artikulatoren),
 Gips gegen Wachs, Gips gegen Kunststoff (Modellguß)
 Gips gegen Gips
 • Sprühentfernung: ca. 10 cm

Silicone spray

Order-no.: 15139
 • Content: 75 ml
 • This spray separates:
 plaster against acrylics and plaster against rubber/silicone (model base former),
 plaster against metals (articulators),
 plaster against wax, plaster against acrylics (model casting)
 plaster against plaster
 • Spray distance: approx. 10 cm



Plastodur

Bestell-Nr.: 26000

• Inhalt: 25 ml

Plastodur unverdünnt mit dem Pinsel auf die Gipsoberfläche auftragen. Die Wirkung von Isoliermitteln wird damit erhöht und die Abrasion der Kontaktpunkte bei Artikulationsbewegungen weitgehend verhindert.

Kratzfest nach 15 min, hochfest nach 30 min.

Plastodur

Order-no.: 26000

• Content: 25 ml

Plastodur should be applied with a brush to the model surface. Enhances the effect of insulation agents and largely prevents abrasion of contact points during trial articulation. Scratch resistant after 15 min, hard and fast after 30 min.



ISOFIX

Bestell-Nr.: 25035

• Inhalt: 25 ml

ISOFIX-Nachfüllflasche

Bestell-Nr.: 25034

• Inhalt: 500 ml

- Isoliert Gips gegen Wachs und Gips gegen Gips
- Bildet Mikrofilm von 3-5µ
- Einmal dünn mit dem Pinsel auftragen
- Kronen und Brücken aus Wachs lassen sich leicht und spannungs- und spaltfrei abheben
- Keine Schlierenbildung in der Kroneninnenseite
- Lösungsmittelfrei und wasserlöslich

ISOFIX

Order-no.: 25035

• Content: 25 ml

ISOFIX-refill

Order-no.: 25034

• Content: 500 ml

- *Insulates plaster against wax and plaster against plaster*
- *Forms a microfilm of 3-5µ*
- *Apply thin layer once with brush*
- *Crowns and bridges made of wax can be lifted off easily without tension*
- *No stains on the inner part of the crown*
- *Solvent-free and water soluble*



Stumpflack Durolan Set

Bestell-Nr.: 25000SET

- Inhalt: je 25 ml
- Stumpflack in blau, rot, gold, silber, klar sowie Verdüner
- Individueller Auftrag der Schichtstärke
- Glatte, kratzfeste Oberfläche

Die spacer Durolan set

Order-no.: 25000SET

- Content: 25 ml each
- *Die spacer in blue, red, silver, gold, clear and thinner*
- *Individual application thickness*
- *Smooth, scratch resistant surface*

Dubliergel / Duplicating gel



DFS Dubliergel, grün

Bestell-Nr.: 28028

- Inhalt: 6 kg
- Dubliergel für Modellgußeinbettmassen und für die Kunststoffgießtechnik
- Reversibel

DFS Duplicating gel, green

Order-no.: 28028

- Content: 6 kg
- Duplicating gel for partial framework and for resin casting technique
- Reversible



DFS Dubliergel Gips Rosa

Bestell-Nr.: 28029

- Inhalt: 6 kg
- Dubliergel für Gips
- Reversibel

DFS Duplicating gel plaster Pink

Order-no.: 28029

- Content: 6 kg
- Duplicating gel for plaster
- Reversible



DFS Dubliergel Gips Natur

Bestell-Nr.: 28030

- Inhalt: 6 kg
- Dubliergel für Gips
- Reversibel

DFS Duplicating gel plaster Transparent

Order-no.: 28030

- Content: 6 kg
- Duplicating gel for plaster
- Reversible